



REHASENSE



EXPLORER

DER OUTDOOR ROLLATOR



EXPLORER

DER OUTDOOR ROLLATOR



UVP 427,00 EURO
Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend

GESCHAFFEN FÜRS GELÄNDE

EXPLORER gilt als der SUV unter den Rollatoren: Das sportliche Modell mit vielen cleveren Details wurde speziell für Outdoor-Aktivitäten design und gefertigt. Der Flex-Rahmen sorgt für zusätzliche Flexibilität bei unwegsamem Gelände und macht EXPLORER zum perfekten Begleiter auf Ihrem nächsten Abenteuer im Freien.

AUF EINEN BLICK:

- Große Vorderräder für entspanntes Überwinden von Hindernissen
- Längerer Radstand für maximale Laufruhe
- Breitere Sitzfläche für das Ausruhen bei längeren Touren
- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe einfach einzustellen
- Ergonomische Handgriffe entlasten Hände und Handgelenke
- Handbremsen leicht bedienbar
- Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Braun
Medium: Braun



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzergewicht	Sitzhöhen	Sitzbreite	Durchmesser Vorderräder	Durchmesser Hinterräder	Breite gefaltet	Breite gesamt	Abstand der Handgriffe	Griffhöhen von Medium bis Large	Hilfsmittelnummer
Large 9.2 kg	bis 200 kg	Large 62 cm	53 cm	285 x 44 mm	235 x 44 mm	25 cm	70 cm	47 cm	53-102 cm	ist beantragt
Medium 9.0 kg exkl. Einkaufstasche 390 Gramm		Medium 53 cm								
ZUBEHÖR: Rückengurt Klassik 8 cm breit						ZUBEHÖR: Rückengurt Komfort 20 cm breit				
86 cm Länge: Art. Nr. ACR01009XL						86 cm Länge: Art. Nr. ACR01009CX				
91 cm Länge: Art. Nr. ACR00910						91 cm Länge: Art. Nr. ACR00910C				

BESONDERHEITEN



Große Vorderräder ideal bei Hindernissen




Inklusive Stockhalter für Ihre Gehhilfe




Ergo-Griffe mit Vertiefung als Unterarmablage



Bremshebel ohne viel Kraftaufwand bedienbar



Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen



Dank des „Click & Safe“ Verschlusses schließt der Rollator sicher

AUSWAHL AN ZUBEHÖR



Rückengurt



LED-Lampen



Rollatorschirm

Produktvideos auf



Ihr Rehasense Fachhändler