



REHASENSE



# PIXEL

DER INDOOR ROLLATOR



# PIXEL

## DER INDOOR ROLLATOR



Praktisch beim Falten: integrierte Lock-Mechanik im Gelenk

**PATENT PENDING**

**UVP 213,00 EURO**  
Mit PUR-Softträgern  
Stoßabsorbierend

### BESONDERHEITEN

PIXEL wurde speziell für Innenbereiche konzipiert. Der stylische Rollator mit dem patentiertem „Click & Safe“ Verschluss verfügt über ein großes Tablett und kann bei Bedarf auch als praktischer Beistelltisch genutzt werden. Die stoßabsorbierenden PUR-Softträder und der innovative Flex-Rahmen erleichtern das Überwinden von kleinen Hindernissen wie Türschwellen. Den stilvollen Begleiter für zu Hause gibt es in drei schönen Designs.

### AUF EINEN BLICK:

- Inkl. großes, spülmaschinenfestes Tablett
- Inkl. griffbereite Netztasche für Handy, Brille, Kosmetika, Medikamente, Fernbedienung etc.
- Inkl. abnehmbarer Stofftasche
- Weicher und angenehmer Handgriffholm
- Sichere Bügelbremse mit breiterer Auflage
- Griffhöhe bequem anpassbar (86-97 cm)
- Als Beistelltisch nutzen: Konstruktion erlaubt das direkte Heranfahren an Bett, Couch etc.
- Integrierte Radgabel: verhindert Feststecken und Zerkratzen von Möbeln
- Leicht faltbar mit Stand-Alone-Eigenschaft

### GRÖSSEN & FARBEN

Universalgröße: Toffee & Braun, Schwarz & Weiß, Schwarz & Champagner



### TECHNISCHE DATEN

Gewicht inkl. Tablett und Taschen	Max. Belastbarkeit	Maße des Tablett	Höhe des Tablett	Griffhöhe	Gesamtlänge	Breite gesamt	Faltmaß
5.2 kg	bis 110 kg	33 x 43 cm	71 cm	86-97 cm	64 cm	54 cm	91 x 54 x 27 cm

### BESONDERHEITEN



27 cm



Sichere Bügelbremse mit breiterer Auflage.



Griffbereite offene Netztasche für Handy, Brille, Medikamente, Kosmetika, Fernbedienung etc.



Speziell integrierte Radgabel verhindert das Hängenbleiben und Zerkratzen von Möbeln



Patentierter „Click & Safe“ Verschluss: Die innovative Feststellfunktion ermöglicht sicheres Falten bzw. einen sicheren Transport, ohne dass der Rollator aufgehen kann. **PATENT**

Produktvideos auf



Ihr Rehasense Fachhändler