



REHASENSE



SERVER

DER ROLLATOR



SERVER

DER ROLLATOR



DER BESTSELLER

SERVER ist der Klassiker unter den Leichtgewichtrollatoren. Der zeitlos elegante Aluminiumrahmen ist inspiriert vom puristischem Stil des Danish Design. Dank des einzigartigen Profils kann der Rollator bequem sauber gehalten werden. Die ergonomische Greifzone unter dem „Click & Safe“ Verschluss erlaubt ein sicheres Heben, Tragen und Transportieren des Rollators. SERVER ist in der XL-Version als SERVER HD verfügbar.

AUF EINEN BLICK

- Große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- Griffhöhe einfach einzustellen
- Ergonomische Handgriffe entlasten Hände und Handgelenke
- Handbremsen leicht bedienbar
- Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators
- Reflektoren rundherum: Griffe, Tasche, Rahmen
- Mit Kantenabweiser und Ankipphilfe ausgestattet

GRÖSSEN & FARBEN

Large: Champagner, Weinrot, Braun, Anthrazit, Schwarz, Weiß

Medium: Champagner, Weinrot, Anthrazit

Small: Champagner



UVP 299,00 EURO

Mit TPE-Rädern
Weiche Lauffläche

UVP 352,00 EURO

Mit PUR-Softträgern
Stoßabsorbierend

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	Max. Benutzergewicht	Sitzhöhen	Sitzbreite	Breite gefaltet	Breite gesamt	Abstand der Handgriffe	Griffhöhen von Small bis Large	Hilfsmittelnummer
Large 7.0 kg	bis 150 kg	Large 62 cm	46 cm	23 cm	61 cm	47 cm	63-102 cm	10.50.04.1213
Medium 6.8 kg		Medium 55 cm						
Small 6.7 kg exkl. Einkaufstasche 340 Gramm		Small 50 cm						

BESONDERHEITEN



Sie können zwischen der TPE- und PUR-Softbereifung wählen




Inklusive Stockhalter für Ihre Gehhilfe




Ergo-Griffe mit Vertiefung als Unterarmablage



Bremshebel ohne viel Kraftaufwand bedienbar



Ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen



Dank des „Click & Safe“ Verschlusses schließt der Rollator sicher

AUSWAHL AN ZUBEHÖR



Rückengurt



LED-Lampen



Transporttasche

Produktvideos auf



Ihr Rehasense Fachhändler